

GÉZATONE

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ П Р И Б О Р О М BIOLIFT4 M13 ABC



ШАГИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЯСА НА ВАШЕМ ТЕЛЕ

Возьмите пояс за края так, чтобы он был обращен внутренней стороной с электродами к Вам. Разведите концы пояса в стороны и слегка растяните. Поддерживая пояс в слегка растянутом состоянии, заведите его концы за спину таким образом, чтобы крайние электроды располагались между краем тазовой кости и ребрами, а центральные по обе стороны от пупа.

Перед началом использования прибора нанести на кожу в области прилегания электродов токопроводный гель.



Гель активный
с экстрактом икры,
Beauty Style,
4504006K



Шаг 1 >>

Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение 2-х секунд, чтобы включить питание электронного блока.



Шаг 2 >>

Выберите программу нажатием кнопки программ (P). Затем запустите программу, нажмите и удерживайте кнопки увеличения интенсивности, пока не почувствуете сокращение мышц.



Шаг 3 >>

По мере адаптации мышц продолжайте увеличивать уровень интенсивности. Вы почувствуете, что мышцы будут сокращаться сильнее по мере увеличения интенсивности.

ВНИМАНИЕ! При включении прибора уровень интенсивности всегда стоит на отметке 0.

Приостановка тренировки (Пауза)

В любой момент тренировки Вы можете приостановить выполнение программы (включить режим «Пауза» с помощью кратковременного нажатия на кнопку Вкл./Выкл.) На дисплее появится соответствующий символ.

Для возобновления тренировки еще раз кратковременно нажмите кнопку Вкл./Выкл. еще раз.



Шаг 4 >>

Завершение тренировки. В конце тренировки аппарат выключится автоматически. Чтобы выключить прибор в любой момент процедуры, нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение 2 секунд.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

- Снимите эластичный пояс и положите его на плоскую поверхность.
- Удалите остатки геля с электродов с помощью влажной салфетки. Сложите пояс и уберите в сумочку до следующей тренировки.
- Замечание: Не отсоединяйте электронный блок от пояса, не отключив его, так как это вызовет появление на дисплее сообщения об ошибке.



Хотите узнать больше о возможностях вашего аппарата и его функциях? Воспользуйтесь инструкцией красоты, разработанной специально для Вас



Наведите камеру на QR код и Вы получите видеoinструкцию и персональную программу красоты для Вашей кожи от косметологов Gezatone



www.gezatone.ru/m13